


## If/Icc、Elisa用抗Lrp6ウサギポリクローナル抗体 - O75581

商品番号: CM0017653



前書き

 $\beta$ -

カテニンシグナル伝達に関与するヒトLRP6に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAアプリケーションに適しています。ヒトサンプルで検証済み。UniProt O75581。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 製品名         | LRP6 Rabbit pAb                                               |
| 備考／別名       | ADCAD2; STHAG7; LRP6                                          |
| 種           | ヒト                                                            |
| GeneID (ヒト) | 4040                                                          |
| 免疫原         | 組換えタンパク質 ヒトLRP6 (NP_002327.2) のアミノ酸20〜150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来          | ウサギ                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                     |
| アプリケーション    | IF/ICC、ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト                                                            |
| SWISS       | O75581                                                        |
| タンパク質分子量    | 180kDa                                                        |
| 配送          | 保冷バッグ                                                         |