


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Lrp6ウサギポリクローナル抗体 - O75581

商品番号: CM0029355



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、Wntシグナル共受容体であるヒトLRP6を標的とし、ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、マウスおよびラットへの交差反応性を示します。β-カテニンシグナリングおよび関連プロセスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRP6 ウサギ pAb
備考／別名	ADCAD2; STHAG7; LRP6
種	ヒト
遺伝子ID	4040
免疫原	ヒトLRP6（NP_002327.2）のアミノ酸200-300に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75581
タンパク質分子量	180kDa
発送	保冷バッグ