

抗Lrpap1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - P30533

商品番号: CM0017290



前書き

ヒトLRPAP1（RAP、alpha-2-MRAP）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAへの使用に適しており、マウス、ラットと交差反応します。LDL受容体関連タンパク質の分子シャペロンとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRPAP1 Rabbit pAb
備考／別名	RAP; MRAP; A2RAP; HBP44; MYP23; A2MRAP; alpha-2-MRAP; LRPAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4043
GeneID	4043
免疫原	ヒトLRPAP1（NP_002328.1）のアミノ酸35～357番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30533
タンパク質分子量	41kDa
輸送方法	氷袋