


抗Lrpprc ウサギポリクローナル抗体 (Wb/Ihc-P/If-Icc/Elisa) - P42704

商品番号: CM0026474



前書き

LRPPRCに対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用を目的としています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアRNA代謝および転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRPPRC ウサギ pAb
別名	LSFC; GP130; LRP130; MC4DN5; CLONE-23970; LRPPRC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10128
免疫原	ヒトLRPPRC (NP_573566.2) のアミノ酸1041～1394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42704
タンパク質分子量	158kDa
発送方法	氷袋