

抗Lrrc14ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q15048

商品番号: CM0022522

前書き

WBおよびELISA用途向けに設計された抗LRRC14ウサギポリクローナル抗体です。LRRC14は、Toll様受容体を介したNF-κBシグナル伝達を負に制御します。ヒトLRRC14と反応し、自然免疫研究に適しています。UniProt Q15048。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRC14ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	LRRC14A; LRRC14
種	ヒト
遺伝子ID	9684
免疫原	ヒトLRRC14の1-280アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055480.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15048
タンパク質重量	55kDa
配送	アイスバッグ