


Wb、Elisa用抗Lrrc4ポリクローナル抗体 - Q9Hbw1

商品番号: CM0013487



前書き

ヒトLRRC4（NGL-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学研究および神経膠腫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRC4ウサギpAb
備考/別名	NAG14; NGL-2; LRRC4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	64101
遺伝子ID	64101
免疫原	組換えタンパク質（ヒトLRRC4のアミノ酸544～653に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_071426.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HBW1
タンパク質分子量	73kDa
輸送	保冷バッグ