

Wb・Elisa用 抗Lrrc61 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bv99

商品番号: CM0017623

前書き

全長組換えヒトLRRC61を免疫原として作製された抗LRRC61

ウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ロイシンリッチリピート含有タンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LRRC61 Rabbit pAb
備考／別名	HSPC295; LRRC61
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	65999
GeneID	65999
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLRRC61（NP_076431.1）のアミノ酸1-259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9BV99
タンパク質分子量	28kDa
配送方法	氷袋