


Anti-Lrrc7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q96Nw7

商品番号: CM0016078



前書き

ヒトLRRC7（Densin-180）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットとの反応性が確認されています。シナプス後研究アプリケーションに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRC7 Rabbit pAb
備考/別名	DENSIN; LRRC7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57554
GeneID	57554
免疫原	ヒトLRRC7（NP_065845.1）のアミノ酸730-890に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NW7
タンパク質分子量	173kDa
配送	氷袋