

Wb、Elisa用抗Lrrfip1ポリクローナル抗体 - Q32Mz4

商品番号: CM0019327



前書き

WBおよびELISAで検証済みのLRRFIP1ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。転写抑制、平滑筋増殖、TLRシグナル伝達経路の研究に有用なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRFIP1ウサギpAb
備考／別名	GCF2; TRIP; FLAP1; GCF-2; FLAP-1; HUF1-1; FLIAP1; LRRFIP1
種	ヒト
GeneID	9208
免疫原	ヒトLRRFIP1（NP_001131024.1）のアミノ酸589～809に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q32MZ4
タンパク質分子量	89kDa
配送	保冷バッグ