

抗Lrrfip2ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y608

商品番号: CM0019087

前書き

LRRFIP2

ウサギポリクローナル抗体はWB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、Wntシグナル伝達およびTLRシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRFIP2 ウサギ pAb
備考/別名	HUFI-2; LRRFIP2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	9209
GeneID	9209
免疫原	ヒトLRRFIP2（NP_060194.1）のアミノ酸150～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y608
タンパク質分子量	82kDa
発送方法	保冷剤同梱