


Wb、Elisa用 Anti-Lrrk1 ポリクローナル抗体 - Q38Sd2

商品番号: CM0024055



前書き

ヒトLRRK1に対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。LRRK1はRAB7Aをリン酸化し、細胞内輸送と破骨細胞成熟を調節し、骨代謝研究に寄与します。ヒトサンプルで検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	LRRK1 ウサギ pAb
備考／別名	OSMD; RPK6; Roco1; LRRK1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79705
GeneID	79705
免疫原	ヒトLRRK1 (NP_078928.3) のアミノ酸10-90に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q38SD2
タンパク質分子量	225kDa
配送	保冷剤