


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Lrrk1ウサギポリクローナル抗体 - Q38Sd2

商品番号: CM0023157



前書き

ヒトLRRK1（ロイシンリッチリピートセリン/スレオニンプロテインキナーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。細胞内輸送および破骨細胞制御に関する研究に適しています。予測分子量は225 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRK1 ウサギ pAb
備考/別名	OSMD, RIPK6, Roco1, LRRK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79705
遺伝子ID	79705
免疫原	ヒトLRRK1 (NP_078928.3) のアミノ酸10-90に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q38SD2
タンパク質分子量	225kDa
発送	保冷バッグ