

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Lrrk2ポリクローナル抗体 - Q5S007

商品番号: CM0013080



前書き

このLRRK2ポリクローナル抗体（Cat. No. A0859）は、ヒトLRRK2のアミノ酸750-910を含む組換えタンパク質を抗原としてウサギで作製されました。WB、IHC-P、ELISAで検証済みであり、ヒト、マウス、ラットのLRRK2（約286 kDa）を認識します。オートファジー、神経変性、およびパーキンソン病の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRK2 Rabbit pAb
備考/別名	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
種	ヒト
遺伝子ID	120892
免疫原	組換えタンパク質：ヒトLRRK2（NP_940980.3）のアミノ酸750-910に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5S007
タンパク質分子量	286kDa
配送	アイスパック