

Wb、Elisa用抗Lrrk2ウサギモノクローナル抗体 - Q5S007

商品番号: CM0006895



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗LRRK2ウサギモノクローナル抗体です。パーキンソン病、オートファジー、神経機能に関わる主要キナーゼであるヒトLRRK2（PARK8、ダルダリン）を標的としており、IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRK2 ウサギmAb
別名	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	120892
GeneID	120892
免疫原	組換えタンパク質；ヒトLRRK2（NP_940980.4）のアミノ酸100～340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5S007
タンパク質分子量	286kDa
発送方法	保冷剤