

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Lrrk2ウサギポリクローナル抗体 - Q5S007

商品番号: CM0022675



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗LRRK2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応し、神経可塑性とオートファジーの主要な調節因子であるロイシンリッチリピートセリン／スレオニンプロテインキナーゼ2（LRRK2）を標的とします。パーキンソン病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRRK2ウサギpAb
備考／別名	PARK8; RIPK7; ROCO2; AURA17; DARDARIN; LRRK2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	120892
GeneID	120892
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLRRK2（NP_940980.3）のアミノ酸750～910に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5S007
タンパク質分子量	286kDa
配送	保冷剤