

WbおよびElisa用抗Lrsam1ポリクローナル抗体 - Q6Uwe0

商品番号: CM0025361

前書き

LRSAM1ウサギポリクローナル抗体、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のLRSAM1（オートファジーと神経変性に関与するE3ユビキチンリガーゼ）を検出します。シャルコー・マリー・トゥース病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LRSAM1 ウサギ pAb
別名	TAL; CMT2P; RIFLE; LRSAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	90678
GeneID	90678
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6UWE0
タンパク質分子量	84kDa
発送	氷袋