

Wb、Elisa用抗Lrwd1ポリクローナル抗体 - Q9Ufc0

商品番号: CM0020521

前書き

ヒト、マウス、ラットサンプルにおけるWBおよびELISAでバリデーション済みのLRWD1ウサギポリクローナル抗体。DNA複製およびクロマチン構造形成に参与するロイシンリッチリピートおよびWDリピート含有タンパク質1（CENP-33/ORCA）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lrwd1ウサギpAb
備考／別名	ORCA; CENP-33; Lrwd1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	222229
遺伝子ID	222229
免疫原	合成ペプチド ヒトLrwd1（NP_690852.1）のアミノ酸250～350に相当する配列内の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UFC0
タンパク質分子量	71kDa
輸送	保冷バッグ