


抗Lsd2/Kdm1B/Aof1 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Nb78

商品番号: CM0003641



前書き

ヒトLSD2/KDM1B/AOF1に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ヒストン脱メチル化と遺伝子制御を研究するエピゲノム研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSD2/KDM1B/AOF1 ウサギmAb
別名	AOF1; LSD2; C6orf193; LSD2/KDM1B/AOF1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	221656
遺伝子ID	221656
免疫原	ヒトLSD2/KDM1B/AOF1 (NP_694587.3) のアミノ酸1-100番に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NB78
タンパク質分子量	92 kDa
輸送方法	氷袋