

抗Lsm1ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa用 - O15116

商品番号: CM0017413

前書き

ヒトLSM1（SWISS O15116）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスと交差反応します。mRNA分解およびヒストンmRNAプロセシングの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSM1 ウサギpAb
略称/別名	CASM; YJL124C; LSM1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	27257
免疫原	ヒトLSM1（NP_055277.1）のアミノ酸1-133に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15116
タンパク質分子量	15kDa
発送方法	氷袋