

Wb、Elisa用 Anti-Lsm11 ポリクローナル抗体 - P83369

商品番号: CM0030096



前書き

ヒストンmRNAプロセッシングに関与するU7 snRNP複合体の主要構成要素であるヒトLSM11に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応性あり。細胞周期およびRNAプロセッシング研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSM11 Rabbit pAb
備考/別名	AGS8; LSM11
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	134353
免疫原	ヒトLSM11のアミノ酸131-360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_775762.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P83369
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤（氷袋）