

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Lsm12 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q3Mhd2

商品番号: CM0022100

前書き

ヒトLSM12に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。NAADP媒介性Ca²⁺シグナル研究に適しています。タンパク質分子量22kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LSM12 ウサギ pAb
備考/別名	PNAS-135; LSM12
種	ヒト
GeneID (ヒト)	124801
GeneID	124801
免疫原	ヒトLSM12 (NP_689557.1) のアミノ酸1-195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q3MHD2
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ