

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Lsm14Aウサギポリクローナル抗体 - Q8Nd56

商品番号: CM0019584



前書き

ヒトLSM14A（RAP55）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。Pボディ、翻訳抑制、ならびに有糸分裂紡錘体の制御研究に有用な主要ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSM14AウサギpAb
備考／別名	RAP55; FAM61A; RAP55A; C19orf13; LSM14A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	26065
GeneID	26065
免疫原	ヒトLSM14A（NP_001107565.1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8ND56
タンパク質分子量	51kDa
配送	アイスバッグ