

Wb、Elisa用 Anti-Lsm2 ポリクローナル抗体 - Q9Y333

商品番号: CM0027575



前書き

ヒトLSM2を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WBおよびELISAで検証済み。11

kDaのタンパク質を検出し、ヒトサンプルでの反応性を確認。前駆体mRNAスプライシングおよびスプライソソーム研究アプリケーション向けに最適化。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSM2 ウサギ pAb
備考/別名	G7B; snRNP; C6orf28; YBL026W; LSM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57819
GeneID	57819
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y333
タンパク質分子量	11kDa
発送	保冷バッグ