

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Lsm3 ウサギポリクローナル抗体 - P62310

商品番号: CM0016192



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションで検証済みのLSM3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのU6 snRNA関連Sm様タンパク質LSm3（スプライソソーム構成要素）を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSM3 ウサギ pAb
備考/別名	SMX4; USS2; YLR438C; LSM3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	27258
遺伝子ID	27258
免疫原	ヒトLSM3のアミノ酸1-102に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_055278.1）。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P62310
タンパク質分子量	12kDa
輸送	保冷バッグ