

抗Lsm4ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ip, Elisa用) - Q9Y4Z0

商品番号: CM0028461



前書き

pre-mRNAスプライシングに関与するU6 snRNA関連Sm様タンパク質、LSM4に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）、免疫沈降（IP）、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSM4 ウサギpAb
備考/別名	GRP; YER112W; LSM4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	25804
GeneID	25804
免疫原	ヒトLSM4の1-139アミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質 (NP_036453.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4Z0
タンパク質重量	15kDa
配送	アイスバッグ