

抗Lsp1ウサギモノクローナル抗体 Wb、If/Icc、If-P、Elisa用途 - P33241

商品番号: CM0005927



前書き

LSP1ウサギmAb（P33241）は、ヒト、マウス、ラットを対象としたWB、IF/ICC、IF-P、ELISAで性能が検証済みです。リンパ球特異的タンパク質1に特異的で、好中球活性化および走化性研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSP1 ウサギmAb
別名	WP34; pp52; LSP1
対象種	ヒト
GeneID	4046
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P33241
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤