

Anti-Lsp1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P33241

商品番号: CM0029547



前書き

ヒトLSP1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。好中球の活性化と走化性の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LSP1 Rabbit pAb
備考/別名	WP34; pp52; LSP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4046
GeneID	4046
免疫原	組換えタンパク質（ヒトLSP1（NP_002330.1）のアミノ酸1-339に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P33241
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋