


WbおよびElisa用 Anti-Lss ウサギポリクローナル抗体 - P48449

商品番号: CM0025704



前書き

コレステロール生合成の鍵酵素であるヒトLSSを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。ラノステロール合成に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	LSS ウサギ pAb
備考/別名	OSC, APMR4, HYPT14, CTRCT44, LSS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4047
免疫原	ヒトLSS (NP_002331.3) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48449
タンパク質分子量	83kDa
輸送	保冷バッグ