


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ltaウサギポリクローナル抗体 - P01374

商品番号: CM0016616



前書き

ヒトLTA（リンホトキシン- α ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応。サイトカインおよび腫瘍壊死研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LTA ウサギ pAb
備考/別名	LT; TNFB; TNFSF1; TNLG1E; LTA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4049
遺伝子ID	4049
免疫原	ヒトLTA（NP_000586.2）のアミノ酸35-205に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01374
タンパク質分子量	22kDa
輸送	保冷バッグ