


Wb用抗Lta4Hモノクローナル抗体 - P09960

商品番号: CM0009961



前書き

ヒトLTA4H（ロイコトリエンA4ヒドロラーゼ）に対するウサギモノクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。マウスおよびラットと交差反応します。炎症研究や脂質メディエーター研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LTA4H ウサギmAb
備考/別名	LTA4H; ロイコトリエンA4ヒドロラーゼ
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4048
遺伝子ID	4048
免疫原	ヒトLTA4H (P09960) のアミノ酸501～600番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09960
タンパク質分子量	69kDa
発送	氷袋