


WbおよびElisa用 Anti-Lta4H ポリクローナル抗体 - P09960

商品番号: CM0020336



前書き

ヒトLTA4Hに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。LTA4HはロイコトリエンB4生合成と炎症収束に関与する二機能性酵素です。炎症性疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LTA4H ウサギ pAb
備考/別名	LTA4H
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4048
GeneID	4048
免疫原	ヒトLTA4H (NP_000886.1) のアミノ酸312-611に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P09960
タンパク質分子量	69kDa
輸送	保冷バッグ