


Wb、Elisa用Anti-Ltb4Rウサギポリクローナル抗体 - Q15722

商品番号: CM0013066



前書き

LTB4RウサギpAbは、ヒトLTB4R由来の合成ペプチドを用いてウサギで作製したポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応し、炎症および免疫応答の研究に利用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LTB4RウサギpAb
別名	BLT1; BLTR; P2Y7; GPR16; LTBRI; P2RY7; CMKRLL; LTB4RI; LTB4R
種	ヒト
遺伝子ID	1241
免疫原	ヒトLTB4Rのアミノ酸253～352 (NP_001137391.1) 内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q15722
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ