

Wb、Elisa用 Anti-Ltbp3 ポリクローナル抗体 - Q9Ns15

商品番号: CM0013133

前書き

WBおよびELISA用のAnti-LTBP3ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびラットに反応性あり。LTBP3は、細胞外マトリックスに関連するTGF-β活性化の主要な調節因子です。体外診断研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LTBP3 ウサギ pAb
備考/別名	DASS; LTBP2; LTBP-3; STHAG6; pp6425; GPHYSD3; LTBP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4054
GeneID	4054
免疫原	ヒトLTBP3 (NP_001123616.1) のアミノ酸1004-1303に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9NS15
タンパク質分子量	139kDa
輸送	保冷バッグ