

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ltbr ウサギポリクローナル抗体 - P36941

商品番号: CM0029136



## 前書き

ヒトLTBR/TNFRSF3を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アポトーシスおよびNF- $\kappa$ Bシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | LTBR ウサギ pAb                                                                  |
| 備考/別名      | TNFCR; TNFR3; DI2S370; TNFR-RP; TNFRSF3; TNFR2-RP; LT-BETA-R; TNF-R-III; LTBR |
| 種          | ヒト                                                                            |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4055                                                                          |
| 遺伝子ID      | 4055                                                                          |
| 免疫原        | ヒトLTBR (NP_002333.1)のアミノ酸336-435に対応する合成ペプチド                                   |
| 由来         | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                     |
| 適用         | WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA                                                         |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                    |
| SWISS      | P36941                                                                        |
| タンパク質分子量   | 47kDa                                                                         |
| 発送方法       | 保冷バッグ                                                                         |