


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ltfウサギポリクローナル抗体 - P02788

商品番号: CM0017467



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済みのヒトLTFウサギポリクローナル抗体。自然免疫および診断研究において重要な鉄結合タンパク質であるマウスおよびラットのラクトトランスフェリン（約78 kDa）と交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LTFウサギpAb
備考／別名	LF; HLF2; GIG12; HEL110; LTF
種	ヒト
遺伝子ID	4057
免疫原	ヒトLTF（NP_002334.2）のアミノ酸21～352に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02788
タンパク質分子量	78kDa
配送	保冷バッグ