

Wb、Elisa用抗Luc7L2ポリクローナル抗体 - Q9Y383

商品番号: CM0015559

前書き

LUC7L2に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。核スペckルに局在する推定RNA結合タンパク質であるヒトおよびマウスのLUC7L2を標的とします。スプライシングおよび遺伝子発現研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LUC7L2 ウサギpAb
備考/別名	CGI-59; CGI-74; LUC7B2; LUC7L2
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	51631
GeneID	51631
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y383
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋