

Anti-Lumican (Lum) ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P51884

商品番号: CM0003118

前書き

ヒトLumican
(LUM)に対する組換えウサギモノクローナル抗体。W
B、IHC-
P、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。
細胞外マトリックスおよび角膜研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lumican (LUM) ウサギmAb
備考/別名	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4060
GeneID	4060
免疫原	ヒトLumican (LUM) (NP_002336.1) のアミノ酸212-338に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P51884
タンパク質分子量	38kDa
配送	保冷バッグ