

抗ルテイン化ホルモンサブユニットベータ（Lhb）ポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P01229

商品番号: CM0026537

前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体で、ヒトLHB（黄体形成ホルモンベータサブユニット）を標的としています。WB、IHC-P、ELISAに適用可能で、マウスおよびラットと交差反応します。生殖内分泌学やホルモンシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHB ウサギpAb
別名	CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; LHB
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3972
遺伝子ID	3972
免疫原	ヒトLHB（NP_000885.1）のアミノ酸62～141番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01229
タンパク質分子量	15kDa
輸送方法	氷袋