

抗ルトロピンサブユニットベータ（Lhb）ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P01229

商品番号: CM0018742

前書き

ヒトLutropin subunit beta（LHB）に対するウサギポリクローナル抗体（WB、IHC-P、ELISA用）。ヒトサンプルで検証済み；生殖内分泌学の研究に適しています。予測分子量は約15 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHB Rabbit pAb
備考/別名	LHB; CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta; lutropin subunit beta; Lutropin subunit beta
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3972
GeneID	3972
免疫原	ヒトLHB (NP_000885.1) のアミノ酸21-141以内の配列に対応する組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01229
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ