

Wb、Elisa用 抗Lxrベータ/Ner ウサギポリクローナル抗体 - P55055

商品番号: CM0026162



前書き

ヒトLXRベータ/NER (NR1H2)を標的とするKD検証済みウサギポリクローナル抗体。コレステロール代謝および転写制御研究におけるウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに最適です。SWISS: P55055。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] LXRベータ/NER ウサギ pAb
備考/別名	NER; UNR; LXRβ; LXR-b; NER-1; RIP15; NR1H2
種	ヒト
遺伝子ID	7376
免疫原	ヒトLXRベータ/NERのアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド (NP_009052.4)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P55055
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ