


抗Lxrβ/Nerウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P55055

商品番号: CM0023103



前書き

LXRβ/NERウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。核内受容体およびコレステロール代謝研究のためのオキシステロール受容体LXR-βを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LXRβ/NERウサギpAb
備考/別名	NER; UNR; LXRβ; LXR-b; NER-I; RIP15; NR1H2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7376
GeneID	7376
免疫原	ヒトLXRβ/NER (NP_009052.4) のアミノ酸180-260に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55055
タンパク質分子量	51kDa
輸送	保冷バッグ