


Anti-Lxra Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13133

商品番号: CM0011290



前書き

ヒトLXRα（Q13133）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。LXRαは、コレステロール恒常性の調節において重要な役割を果たす核内受容体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LXRα Rabbit mAb
備考/別名	LXRA; LXR-a; RLD-1; LXRα
種	ヒト
遺伝子ID	10062
免疫原	ヒトLXRα（Q13133）のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13133
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバッグ