


Anti-Lxraウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q13133

商品番号: CM0019495



前書き

ヒト酸化ステロール受容体LXR-alpha（Liver X Receptor alpha）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。コレステロール恒常性および核内受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LXRα Rabbit pAb
備考/別名	LXRA; LXR-α; RLD-1; LXRα
種	ヒト
遺伝子ID	10062
免疫原	ヒトLXRα（NP_005684.2）のアミノ酸160-230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13133
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋