

Fc用抗Ly-6Gモノクローナル抗体 - P35461

商品番号: CM0012463

前書き

マウスLy-6G (Gr-1)を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。マウス骨髄その他の組織における顆粒球の免疫表現型解析に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗マウスLy-6G mAb
備考／別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
対象種	マウス
GeneID（ヒト）	80740
GeneID	546644
免疫原	マウスLy-6G (NP_001297367.1) のアミノ酸27～134番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	マウス
SWISS	P35461
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤