

Wb、If-P、Elisa用 抗Ly-6G ウサギポリクローナル抗体 - P35461

商品番号: CM0023721

前書き

Ly-6G Rabbit pAbは、WB、IF-P、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。骨髄に発現するGPIアンカー型タンパク質であるマウスLy-6Gを特異的に検出し、骨髄系細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Ly-6G Rabbit pAb
備考/別名	Gr1; Gr-1; Ly-6G
種	マウス
GeneID	546644
免疫原	マウスLy-6G (NP_001297367.1) のアミノ酸27-105に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差性	マウス
SWISS	P35461
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷剤