

Wb、If/Icc、Elisa用抗Ly6Eウサギポリクローナル抗体 - Q16553

商品番号: CM0018602

前書き

ヒトLY6E（RIG-E/SCA-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。T細胞シグナル伝達およびコロナウイルス侵入研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LY6E ウサギ pAb
備考／別名	RIGE; SCA2; RIG-E; SCA-2; TSA-1; LY6E
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4061
GeneID	4061
免疫原	ヒトLY6E（NP_002337.1）のアミノ酸21～101に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q16553
タンパク質分子量	14 kDa
配送	保冷剤