


Wb/Elisa用 抗Ly75 (Dec-205/Cd205) ウサギポリクローナル抗体 - O60449

商品番号: CM0017031



前書き

ヒトLY75 (DEC-205, CD205)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、組換えタンパク質（アミノ酸216-

501）に対して作製。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性あり。エンドサイトーシス受容体研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LY75 ウサギ pAb
備考/別名	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6; LY75
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4065
GeneID	4065
免疫原	ヒトLY75 (NP_002340.2) のアミノ酸216-501に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60449
タンパク質分子量	198kDa
配送	保冷バッグ