

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Ly86ポリクローナル抗体 - O95711

商品番号: CM0030217



前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、ELISAで検証された抗LY86 (MD-1) ウサギポリクローナル抗体を提供します。ヒトおよびマウスのLY86と反応します。自然免疫およびLPSシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LY86 Rabbit pAb
備考/別名	MD1; MD-1; MMD-1; dJ80N2.1; LY86
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9450
GeneID	9450
免疫原	ヒトLY86 (NP_004262.1) のアミノ酸21-162に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95711
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスバッグ