

Wb、Elisa用 抗Ly96 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y6Y9

商品番号: CM0024430



前書き

ヒトLY96（MD-2）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。LPS/TLR4シグナル伝達および自然免疫の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LY96 ウサギ pAb
備考/別名	MD2; MD-2; ly-96; ESOP-1; LY96
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23643
GeneID	23643
免疫原	ヒトLY96（NP_056179.3）のアミノ酸19-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9Y6Y9
タンパク質分子量	19kDa
発送条件	保冷バッグ