


抗Lynポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P07948

商品番号: CM0023162



前書き

ヒトLyn（JTK8、p53Lyn、p56Lyn）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。B細胞シグナル伝達や免疫制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Lyn ウサギpAb
備考／別名	JTK8; p53Lyn; p56Lyn; Lyn
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4067
GeneID	4067
免疫原	ヒトLyn（NP_002341.1）のアミノ酸1～240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07948
タンパク質分子量	59kDa
配送方法	保冷剤